**SINCE 1889 Yamato** 

今がお買い得!!

低温恒温器

厳選

期間:2020年9月1日(火)~2021年3月31日(水)納品分まで

おトク

## 低温恒温器が、今だけ本体価格より30%オフ!!

キャンペーン対象製品は下記の厳選8機種です。

キャンペーン対象製品

厳選8種が30%オフ

品名	型式	内容量(L)	使用温度範囲	方式	プログラム運転	本体価格(税抜)	キャンペーン特価(税抜)
エコインキュベータ	INE800	286	0~60℃	強制送風循環	•	¥630,000 <b>-</b>	¥441,000
プログラム低温恒温器	IN604	143	-10∼50°C	強制送風循環	•	¥386,000 <b>-</b>	¥270,200
	IN804	286	-10∼50°C	強制送風循環	•	¥575,000 <b>-</b>	¥402,500
	IN604W	143	-10∼50°C	強制送風循環	•	¥418,000 ■	¥292,600
	IQ822	143×2	-10~50℃	強制送風循環	•	¥731,000 ■	¥511,700
低温インキュベータ	IL603	159	0~50°C	エアジャケット・自然対流	-	¥561,000 •	¥392,700
	ILE800	300	0~60℃	エアジャケット・自然対流	•	¥798,000 •	¥558,600
低温恒温/恒温器 (2段積み)	INC820	150 (上段·恒温)	室温+5~80℃	エアジャケット・自然対流	-	<del>¥649,000</del> -	¥454,300
		143 (下段·低温)	4~50°C	強制送風循環	•		

●各製品の詳細は裏面のQRコードよりHPをご利用ください。

おトク



## 保証期間が通常1年⇒ご購入より3年間に延長!!



















本キャンペーンの詳細につきましては、お近くの販売店にご確認ください。

ヤマト科学株式会社

# Campaign Line up キャンペーン対象製品のご紹介





#### エコインキュベータ

#### **INE800**

¥441,000(税抜)

商品コード: 211292



●インバータ搭載により霜付 き低減と省エネを実現した大 容量タイプ



#### プログラム低温恒温器

#### IN604

商品コード: 211289

キャンペーン特価:



●ヒータと冷凍機を併用した 強制送風式のスタンダード

\*架台はオプションです。



#### プログラム低温恒温器

### **IN804**

商品コード: 211280



●ヒータと冷凍機を併用した 強制送風式のスタンダード



#### プログラム低温恒温器

### **IN604W**

商品コード: 211290

キャンペーン特価:

#### ¥292.600(税抜)

● IN604をベースに庫内確認 用の観測窓と室内灯を装備

\*架台はオプションです。



#### プログラム低温恒温器

### **IQ822**

商品コード: 211309

キャンペーン特価:

#### ¥511,700(税抜)

●2台購入するより安くて省 スペースな上下2槽式(独立制



#### 低温インキュベータ

#### **IL603**

商品コード: 211156

キャンペーン特価:

### ¥392,700(税抜)

●風を嫌う培養に適したエ アージャケット方式

\*架台はオプションです。



#### 低温インキュベータ

### **ILE800**

商品コード: 211144

キャンペーン特価:

#### ¥558,600(税抜)

●風を嫌う培養に適したエ アージャケット方式、更に省工 ネ、大容量



#### 低温恒温/恒温器

## **INC820**

商品コード: 211210

キャンペーン特価:

#### ¥454,300(税抜)

●培養槽と低温保管槽を1つに してサンプルの移動も簡単な 上下2槽式



本カタログに掲載された製品の仕様・性能数値は、一般的な使用条件における、ユーザーガイドとして提示しています。 で使用の際は、取扱説明書の内容をご理解いただき、正しくご使用ください。取扱説明書の記載使用条件を外れて使用され、人的・物的損害が発生しても、 当社はその責任を負いかねますのでご注意ください。


●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●製品カラーは、撮影・印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。●価格には、消費税が含まれておりません。 ●記載されている会社名、製品名およびロゴは、当社または各社の商標および登録商標です。本文中に「TM」、「命」は記載しておりません。



科学技術の進歩・発展のために

### ヤマト科学株式会社

本社:〒104-6136 東京都中央区晴海1-8-11晴海トリトンスクエアY棟36階



www.yamato-net.co.jp

(22) 0120-405-525 携帯電話からは 0570-064-525 【受付時間】9:00~17:30 ※土・日・祝日・振替休日を除く(12:00~13:00の間も受け付けております)



●お問い合わせは、信用とサービスの行き届いた当店へ

Cat.No:202009JT(1)P



東京都千代田区神田佐久間町3-37 〒101-0025 本社 TEL 03-3862-7531 FAX 03-3862-7550

神奈川営業所 神奈川県横浜市戸塚区矢部町1666-76 〒244-0002 TEL 045-861-2121 FAX 045-861-8702

E-mail:info@irie-shokai.co.jp URL:https://www.irie-shokai.co.jp

#### <海外拠点>

<国内営業・サービス拠点> 札 幅 (011)204-6780 サンフランシスコ 長 野 (026)291-6001 静 岡 (054)288-9025 広 州 北関東 (048)642-2569 淡 (075)646-5671 千 葉 (043)241-7085 東 京 (03)5548-7126 台 (022)216-5701 川 崎 (044)540-3751 西 (06)6101-3112 西安 重慶 名古屋 (052)202-3051 北 陸 (076)443-8603 (027)280-4650 浜 (045)828-1631 (082)221-0921 上 海 北京 波 (029)852-3411 東京北 (03)5939-4761 木 (046)224-6911 岡 (092)263-7550 ケルン 厚