

SIBATA 年度末キャンペーン2026



化学、食品、環境分析など様々な実験シーンでお使いいただける製品が、年度末限定の特別価格！この機会にぜひお求めください！



ガラスチューブオープン GTO-200/1000

20%
OFF

年度末の 大人気製品！



乾燥型 GTO-200



回転加熱型 GTO-1000

品目コード	050600-01	050600-1000
温度調節範囲	室温+5~200℃	室温+5~250℃
回転機構	なし	あり ※回転数:10rpm(50Hz) 12rpm(60Hz)
価格 ¥	260,000 キャンペーン¥ 208,000	630,000 キャンペーン¥ 504,000

マグネスター MG-5/510/MX-1

30%
OFF


MG-510

※ビーカーは付属しません

超割引実施中！

品目コード	型 式	攪拌容量	価格 ¥	キャンペーン ¥
050610-05	MG-5	500mL	14,900	10,430
050610-0510	MG-510	1000mL	13,500	9,450



MX-1

※ビーカーは付属しません

品目コード	型 式	攪拌容量	価格 ¥	キャンペーン ¥
050610-02	MX-1	500mL	12,000	8,400

30%
OFF

マノメーター（真空計） DM-100S/300S

20%
OFF

水銀フリーな絶対圧表示式の小型軽量デジタルマノメーター

DM-100S

測定流体
清浄な
非腐食性気体


DM-100S

DM-300S

測定流体
SUS316 を
腐食させない気体


DM-300S

品目コード	071060-1002	071060-3001
型式	DM-100S	DM-300S
価格 ¥	85,000 キャンペーン¥ 68,000	105,000 キャンペーン¥ 84,000

ドライ真空ポンプ Rocker300C/300

20%
OFF

総重量約 4kg のオイルレス小型真空ポンプ

Rocker
300C
耐溶媒仕様


Rocker300C

Rocker
300


Rocker300

品目コード	044770-1300	044770-300
型式	Rocker300C	Rocker300
価格 ¥	86,900 キャンペーン¥ 69,520	53,900 キャンペーン¥ 43,120

マニホールド 3 連式 MultiVac 310-MS/300-MS

20%
OFF

細菌試験の多検体同時ろ過に使用可能！
オートクレーブにも対応しています


310-MS/300-MS

品目コード	061700-310	061700-300
型式・材質	310-MS (アルミニウム)	300-MS (SUS316)
価格 ¥	108,900 キャンペーン¥ 87,120	218,900 キャンペーン¥ 175,120

フィルターホルダー MF-3/MF-5



MF-3

MF-5

品目コード	061700-30001	061700-50001
型式・容量	MF-3(300mL)	MF-5(500mL)
価格 ¥	20,900 キャンペーン¥ 16,720	24,200 キャンペーン¥ 19,360

ろ過器アダプター れじロびん GL-45 用

20%
OFF


ろ過器アダプター

使用例

品目コード	061700-45
サイズ	GL-45用
価格 ¥	4,400 キャンペーン¥ 3,520

熱中症計

HSM-1

気温・湿度・輻射熱を測定
暑さ指数(WBGT)を表示

品目コード	080990-005
測定範囲	WBGT: 0~50℃
価格 ¥	50,000 キャンペーン¥ 40,000

2025年6月1日 需急
労働安全衛生規則改正で 要増

測定データを記録しなきゃ! だけど...



熱中症計 HSM-1は
1ブロックにつき
98304点を記録
1分間隔で
68日分を記録
※最大10ブロックまで記録可能

20%
OFF

Bluetooth® 機能も搭載! 複数台用意すれば複数地点での測定可能!

二酸化炭素モニター

CS-1

生活環境中の CO₂ 濃度を
モニタリング

品目コード	080990-001
測定範囲	CO ₂ : 360~4000ppm
価格 ¥	54,000 キャンペーン¥ 45,900

15%
OFF

CO/CO₂ モニター

CCS-1

室内空気の基本性質である
CO、CO₂、温度、湿度を測定

品目コード	080990-007
測定範囲	CO: 0~50ppm CO ₂ : 360~4000ppm
価格 ¥	98,000 キャンペーン¥ 78,400

20%
OFF

簡易 PM2.5 モニター

PS-3

大人気!

空気中の PM2.5 濃度を測定

品目コード	080990-0021
測定範囲	PM2.5: 10~600µg/m ³
価格 ¥	50,000 キャンペーン¥ 40,000

※乾電池式ではございません。
別途モバイルバッテリー等をご利用ください。

20%
OFF

PM2.5/CO₂ モニター

PCX-1

大人気!

空気中の PM2.5 と CO₂ 濃度を測定

品目コード	080990-006
測定範囲	PM2.5: 10~600µg/m ³ CO ₂ : 360~4000ppm
価格 ¥	98,000 キャンペーン¥ 78,400

20%
OFF

差圧計

FPL-1

アスベスト除去解体工事現場や
医療施設内の負圧・陽圧管理に!

品目コード	080990-003
測定範囲	差圧: -60~+60Pa
価格 ¥	98,000 キャンペーン¥ 78,400

20%
OFF

風速計

VS-1

局所排気、空調、換気量の測定に!

品目コード	080990-004
測定範囲	風速: 0.05~20m/s
通信方式	USB(Micro-B)、Bluetooth
データ ロギング 機能	風速、温度、湿度 測定日時(1秒~60分)
価格 ¥	58,000 キャンペーン¥ 49,300

15%
OFF

ミニドライバス インキュベーター

MiniC-100

小型卓上のブロックインキュベーター

品目コード	050870-5
温度設定範囲	-10℃ ~ 100℃
温度調節範囲	室温-20℃~100℃
価格 ¥	60,000 キャンペーン¥ 48,000

※ご使用の際にはアルミブロック(別売)および
マイクロチューブ(別売)が必要です。

20%
OFF

ミニ遠心機

Mini-7KS

小型卓上の遠心機!

品目コード	050630-7
最大処理数	1.5mL/2.0mLチューブ×6本 0.5mLチューブ×6本 8連PCRチューブ×2本 または 0.2mLチューブ×16本
回転数	4000/6000/7000rpm
価格 ¥	35,000 キャンペーン¥ 28,000

20%
OFF

高速卓上遠心機

MC-15K

20%
OFF



ソフトブレーキ機能搭載！

品目コード	050630-15
最大処理数	1.5mL/2.0mLチューブ×12本
回転数	500~15,000rpm (表示設定間隔100rpm)
価格 ¥	127,000 キャンペーン¥ 101,600

試験管ミキサー

Mix-S

20%
OFF



コンパクトな試験管ミキサー

品目コード	050630-35
回転数	3500rpm(固定)
最大振とう容量	50mL
価格 ¥	18,000 キャンペーン¥ 14,400

細菌試験用恒温器 カルボックス

CB-101

20%
OFF



B5 サイズ用紙より
設置寸法がコンパクト！

品目コード	080510-32
設定温度	37℃
試験紙 収納枚数	最大40枚
価格 ¥	28,000 キャンペーン¥ 22,400

コンパクトインキュベーター

SCI-13

20%
OFF



各種試験法での培養過程に
適しています

品目コード	051620-13
使用温度範囲	室温+5~60℃
電源	AC100V 50/60Hz 1.3A
価格 ¥	118,000 キャンペーン¥ 94,400

卓上恒温水槽

CU-210

20%
OFF



プラスチック水槽と
SUS 製スノコが標準付属

品目コード	050450-210
温度設定範囲	5℃~95℃(0.1℃単位)
槽内攪拌	水流ポンプ式
付属品	水槽、スノコ
価格 ¥	50,000 キャンペーン¥ 40,000

循環アスピレーター

WJ-15/20

20%
OFF



排水はコックとフレキシブルホースの
2種類から選べます

品目コード	044660-152	044660-202
型式	WJ-15	WJ-20
給・排水方式	ドレインコック(φ17mm)	フレキシブルホース(φ12mm)
寸法・質量	255(W)×360(D)×415(H)mm・約7.4kg	
価格 ¥	78,000 キャンペーン¥ 62,400	78,000 キャンペーン¥ 62,400

バキュームコントローラー

V-303

電磁弁ユニット小セット

20%
OFF



かんたん操作 & コンパクト！
真空制御にはコレ！

品目コード	044460-500
構成	V-303本体 電磁弁ユニット 小 接続ケーブル
価格 ¥	199,000 キャンペーン¥ 159,200

HPLC 溶媒ボトル

ユニーク
ガラス

20%
OFF

容器の底が特別な形状になっているので
傾けなくても最後まで使える！



HPLC ねじロキャップ

溶媒の揮発によって生じるリスクの安全対策に！

20%
OFF



品目コード	ポート数	入数	価格¥	キャンペーン¥
017270-1A	2ポート	2コ	17,000	13,600
017270-2A	3ポート	2コ	18,000	14,400
017270-3A	4ポート	2セット	21,000	16,800

※ねじロびんは付属しません。

品目コード	容量mL	ねじ規格	胴径mm	全高mm	価格 ¥	キャンペーン ¥
017390-1000	1000	GL-45	110	295	39,000	31,200
017390-2000	2000	GL-45	145	309	49,000	39,200
017390-3500	3500	GL-45	165	353	65,000	52,000
017390-5000	5000	GL-45	190	395	79,000	63,200

SPCジョイントに再注目！

SPCとは、**SIBATA Precise Clear Joint**の略称です。
SPCジョイントは平滑性に富み、真空グリスを用いなくても接続できる透明テーパージョイントです。

- ・ジョイント部は無色透明
- ・グリスが不要
- ・気密性が高い
- ・機械的に強い
- ・汚れが付きにくい ・洗しやすい
- ・従来のすり合わせよりも低価格



SPC 微量保存びん / 保存びん

少量保存に使用可能！
気密性バツグン！

おすすめ
SPC

20%
OFF

SPC 微量保存びん

品目コード	規格	容量 mL	キャップ	胴外径 mm	高さ mm	質量	価格¥	キャンペーン¥
017330-1503	平栓タイプ	3	SPC-15	19	50[62]	18	5,000	4,000
017330-1905	平栓タイプ	5	SPC-19	22	52[64]	24	5,000	4,000
017330-2410	平栓タイプ	10	SPC-24	28	60[75]	38	5,000	4,000
017330-2912	平栓タイプ	12	SPC-29	34	64[76]	52	5,000	4,000
017330-3424	平栓タイプ	24	SPC-34	38	70[85]	68	6,300	5,040
017340-15015	メスキャップタイプ	1.5	SPC-15	13	50[60]	19	4,500	3,600
017340-1902	メスキャップタイプ	2	SPC-19	16	52[62]	24	4,500	3,600
017340-2404	メスキャップタイプ	4	SPC-24	20	60[71]	38	4,500	3,600
017340-2909	メスキャップタイプ	9	SPC-29	26	64[74]	48	4,500	3,600
017340-3412	メスキャップタイプ	12	SPC-34	30	70[80]	65	5,800	4,640

※[]内は栓(キャップ)を含めた高さです。
※秤量びんとしてご使用になる場合は質量にご注意ください。



平栓タイプ



メスキャップタイプ

SPC 保存びん 目安目盛付 メスキャップ付

品目コード	容量 mL	キャップ	胴外径 mm	高さ mm	栓付全高 mm	価格¥	キャンペーン¥
017220-29100	100	SPC-29	65	125	(148)	9,000	7,200
017220-29250	250	SPC-29	75	155	(178)	9,000	7,200
017220-29500	500	SPC-29	90	185	(208)	10,300	8,240
017220-291	1000	SPC-29	118	200	(223)	12,700	10,160
017220-342	2000	SPC-34	136	270	(300)	16,800	13,440

※高さにはキャップを含みません。
※記載の寸法には±の公差があり、また()は参考寸法ですので、目安としてご利用ください。



017220-29500

017220-342

洗剤シバタクリーン A エース

大人気!
30%
OFF

中性・無リンの安全性の高い洗剤！
ガラスなど、各種試験器具の洗浄に！

汚れ程度	希釈倍率	濃度
普通の汚れ	50倍	2%
ひどい汚れ	20倍	5%
極端な汚れ	10倍	10%



2kg

20kg

品目コード	内容量kg	価格¥	キャンペーン¥
050810-700	2	3,800	2,660
050810-800	20	33,800	23,660

YouTubeで動画を公開中！



SPCジョイントの特徴を
YouTubeで公開中！
動画の詳細は左のQRコード
からご確認ください



●このカタログに掲載の価格および仕様、外観は2025年11月現在のものです。●製品改良のため、仕様および外観が予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。●カタログの色と実際の色とは、多少異なる場合があります。●本カタログに記載の価格には消費税は含まれておりません。

製品のご利用は…



株式会社 入江商会

本社 〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町3-37
TEL 03-3862-7531 FAX 03-3862-7550
神奈川営業所 〒244-0002 神奈川県横浜市戸塚区矢部町1666-76
TEL 045-861-2121 FAX 045-861-8702
<https://www.irie-shokai.co.jp> E-mail info@irie-shokai.co.jp

柴田科学株式会社

本社 〒110-0008 東京都台東区池之端 2-6-6
東京営業所 ☎03-3822-2111 名古屋営業所 ☎052-263-9310
大阪営業所 ☎06-6362-7321 福岡営業所 ☎092-433-1207
マーケティング課 ☎048-933-1574

<https://www.sibata.co.jp/>

カスタマーサポートセンター（製品の技術的サポート専用）
☎0120-228-766 FAX: 048-933-1590

251110R230