

NEW

デジフィットフェザー&
オートクレープ発売キャンペーン
キャンペーン期間:2021年3月31日まで

DIGIFIT Feather Autoclavable MADE IN JAPAN デジフィット フェザー

世界最軽量級、
最高水準の精度・再現性。

長時間使用や反復使用による疲労を低減。
DIGIFITシリーズ最新モデル。

AC
滅菌可

NEW

25%
OFF



容量モデル毎に色分け(全8色)



DIGIFIT Feather POINT



手にフィット
しやすい形状



専用治具で簡単な
キャリブレーション



吐出性能を向上する
ハイパーブローシステム
を2・10・20μLに搭載




最大70%(当社比)
低減した
ストローク荷重



回すだけで着脱できる
エジェクタパイプ



握ったときに隠れない
ポリウムインジケータ




容量設定
吸引・吐出
容量設定
容量設定



約70gの本体重量を
達成しつつもオート
クレープ滅菌可能



3箇所での表示と色分けで
容量モデルの識別が容易



品目コード	識別カラー	容量範囲(μL)	精度(%)	再現性(%)	価 格	キャンペーン価格
025100-2	グレー	0.1~2	~±1.4 *	~≤0.7 *	36,000円	27,000円
025100-10	ピンク	0.5~10	~±1.0	~≤0.4		
025100-20	クリーム	2~20	±3.0~±1.0	≤1.5~≤0.3	33,000円	24,750円
025100-100	オレンジ	10~100	±3.0~±0.8	≤1.0~≤0.2		
025100-200	イエロー	20~200	±1.8~±0.6	≤0.7~≤0.2		
025100-1000	ブルー	100~1000	±1.0~±0.6	≤0.6~≤0.2		
025100-5000	グリーン	500~5000	±2.0~±0.5	≤0.6~≤0.15	38,000円	28,500円
025100-10000	ホワイト	1000~10000	±2.0~±0.5	≤0.6~≤0.15	43,000円	32,250円

*0.2μL以下における精度、再現性はサンプリング技能に大きく影響されます。キャリブレーション用の専用治具は別売です。

キャンペーン期間 2021年3月31日まで

新製品発売キャンペーン 特別価格でご提供します。

アクリルスタンド 5本掛け

デジフィット フェザーを掛けらるスタンドです(左図はデジフィット フェザーを3本、デジフィット AUPを2本収納した使用例です)。

品目コード	適合ピペット/収納本数	価格	キャンペーン価格
025200-05	デジフィット フェザー デジフィット AU.A.B.C. BII.CII.AUP.AUP+、 ガラスデジフィット用 いずれも5本収納可能	11,500円	9,700円

NEW 10000μL用チップ(デジフィット フェザー専用)

デジフィット フェザー専用の、10000μL用チップです。
快適に着脱できるように、ノズルとの適合具合を改良しました。

UV
殺菌可 AC
滅菌可

品目コード	パッケージ	容量範囲	材質	容量メモリ	入数	価格	キャンペーン価格
025510-110010	バルク	1000μL ?	PP	1000μL 単位	200本	8,800円	6,600円
025510-110020	ラックチップ	10000μL			40本x2ラック		

NEW オートクレープ 卓上高圧蒸気滅菌器 SAC-1型

マイクロピペットのノズル内部も滅菌。滅菌から乾燥まで全自動。
100V電源で使用でき簡単操作、日々の滅菌作業が楽になります。

- デジフィットは、下記のバスケットに入れた状態で5~6本を収容できます。
- ラックチップや器具、開栓状態の容器等も滅菌可能です(培地等の液体の滅菌は不可)。
- 加圧用の水は上面の給水口より2.8Lを注ぎ入れるだけ。1回の消費量はわずかです。

品目コード	仕様	価格	キャンペーン価格
051800-400	滅菌温度: 121℃(20~90分)/132℃(5~90分) 乾燥温度: 約100℃(0~90分)、送風機能あり 給水: 本体上面から供給、約2.8L 電源: AC100V、1.44kw(3Pコンセント)	560,000円 (バスケット別売)	476,000円 (バスケット別売)

●本製品の压力容器種類は、小型压力容器のうち点検が不要な規模である「(簡易)容器」です。●ドアパッキンおよびエアメントフィルターは、定期的な交換をお勧めしています。●水槽内の水(精製水+水道水を推奨)は、週に一度の交換をお願いしています。●液体を滅菌することはできません。●連続使用はできません。一度運転した後は、20分以上の冷却時間が必要です。●本製品は研究用です。医療目的には使用できません。

別売部品:バスケット ※本体と一緒に必ずお求めください。

品目コード	仕様	価格
051800-4001	被滅菌物を入れる必須のカゴ、出し入れに使うハンドルが付属 内寸: 185(149)×270×99Hmm	18,000円

15%
OFF

25%
OFF

●このカタログに掲載の価格および仕様、外観は2021年1月現在のものです。●製品改良のため、仕様および外観が予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。●カタログの色と実際の色とは、多少異なる場合があります。●本カタログに記載の価格には消費税は含まれておりません。

SIBATA 製品のご用命は



株式会社 入江商会

本社 東京都千代田区神田佐久間町3-37
TEL 03-3862-7531 FAX 03-3862-7550
神奈川営業所 神奈川県横浜市戸塚区矢部町1666-76
TEL 045-861-2121 FAX 045-861-8702
E-mail: info@irie-shokai.co.jp
URL: http://www.irie-shokai.co.jp



SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY LTD.

柴田科学株式会社

本社 〒110-0008 東京都台東区池之端 2-6-6
東京営業所 ☎03-3822-2111 福岡営業所 ☎092-433-1207
大阪営業所 ☎06-6362-7321 仙台営業所 ☎022-207-3750
名古屋営業所 ☎052-263-9310 マーケティング課 ☎048-933-1574

<https://www.sibata.co.jp/>

カスタマーサポートセンター(製品の技術的サポート専用)
☎0120-228-766 FAX: 048-933-1590

210110R065