

SINCE 1889



# イムノクロマトリーダー Confiscope G20

～ GenBody社製イムノクロマトキット専用リーダー～



Confiscope G20  
W100×D190×H110mm(1.3kg)


- 抗体/抗原検出キットに対応
- 数値&スペクトルによる検出確認
- 検出基準の統一
- 10秒以内に検出※1
- ポータブルデバイス

※1：反応時間は除く

イムノクロマトリーダー『Confiscope G20』はGenBody社製イムノクロマトキット専用のリーダーで抗体検出キット、抗原検出キットに対応しています。本商品を使用する事で、現場で必要とされる検出結果の解釈及び、数値として記録ができる為、従事者の負担を軽減することができます。



操作画面



測定結果

- 検出結果表示 Positive/Negative、測定値日付、ユーザー情報など
- 検出時間 10秒以内
- データ保存 約10,000人
- データ出力 USBメモリにてデータエクスポート(Excel)
- 検出法 比色分析

P/N	型式	入数	内容物	備考	価格(税抜)
300050	【オプション】 Confiscope G20	1	電源ケーブル類、USBメモリ 取扱説明書	GenBody社製 抗体/抗原検出キット 使用可能	¥198,000-

## ◆対応商品



新型コロナウイルス抗体検出キット  
iFinDx COVID-19 IgM/IgG(25テスト)  
P/N:300041  
価格:¥40,000-(1テスト¥1,600-)



新型コロナウイルス抗原検出キット  
COVID-19 Ag(25テスト)  
P/N:300042  
価格:¥30,000-(1テスト¥1,200-)

このカタログの記載内容は2021年5月現在のものです。

【輸入販売元】



**GenBody Japan Inc.**

日本ジェンボディ株式会社

〒150-0031 東京都渋谷区桜岡町4-17 4階  
電話:03-5457-2400

【国内販売元】



科学技術の進歩・発展のために

**ヤマト科学株式会社**

本社:〒104-6136 東京都中央区晴海1-8-11晴海トリトンスクエアY棟36階  
試薬事業部 電話:03-5548-7120